

## LAP – VAC – SET



Laparoskopische Rauchgas-Absaugung ohne Druckverlust



Mit wachsender Zahl der “minimal invasiven“ Eingriffe und den Möglichkeiten der Nutzung von elektrochirurgischen Instrumenten, steht der Operateur oftmals vor dem Problem, dass die Sicht auf das OP Gebiet durch Rauchgase stark eingeschränkt wird.

Dies bedeutet häufig längere OP-Zeiten da meist erst der Rauch über einen Trokar manuell abgelassen werden muß, um die Sicht wieder herstellen zu können. Aber auch eine Gesundheitsbelastung durch das Ableiten des Rauchgases in den OP, so wie Mehrkosten durch einen höheren CO<sup>2</sup> Gas Bedarf um den intra-abdominellen Druck wieder herzustellen.

Mit dem neuartigen LAP-VAC-SET, in Kombination mit der SafeAir Rauchgasabsaugung, haben Sie ab sofort die Möglichkeit diese Rauchgase abzuleiten ohne Ihre Behandlung unterbrechen zu müssen.

Das integrierte Ventil verhindert den ungewollten Gasverlust und öffnet sich erst unter Aktivierung der Rauchgasabsaugung. Der Druckverlust unter aktiver Rauchgasabsaugung ist gering, ermöglicht aber immer freie Sicht auf das OP Gebiet und zusätzlich einen Rauchgas freien OP.

Bestellinformationen

REF

VE

KEBOMED LAP-VAC-SET

LVS 31415

20 St. / Box